




# BAMBINO TOOTH

MOULD CHART



EN
TEETH FOR PEDODONTIC PROSTHESIS

- Store in a clean, dry place away from light.
• To ensure optimum bonding to the denture base resin, grind teeth on the cervix prior to setting up, remove wax and degrease with a methyl methacrylate monomer.
• Direct the patient to adopt daily hygiene protocols, suggest him to avoid excessive brushing which could cause abrasive wear, and not to immerse in alkalis, acids or other substances that can damage acrylic materials.

ES
DIENTES PARA PROTESIS PEDODONTICA

- Conservar en un lugar seco, limpio y reparado de la luz.
• Para una mejor adhesión al polímero para base de prótesis, frotar el tal de la pieza antes del montaje y desgrasar con monómero de metilmetacrilato después de la eliminación de la cera.
• Concienciar al paciente para que adopte las medidas cotidianas necesarias de higiene, para que no cepille excesivamente evitando de este modo el desgaste por abrasión y para que no sumerja en álcalis, ácidos y otras sustancias agresivas para los materiales acrílicos.

FI
HAMPAITA LASTEN PROTEESIA VARTEN

- Säilytettävä kuivassa, puhtaassa ja valolta suojatussa paikassa.
• Jotta proteesipohjat saataisiin kiinnittymään mahdollisimman hyvin polymeerin, ennen asennusta ja vahaa poiston jälkeen, hampaat tulee hioa ja rasva tulee poistaa metyylimetakrylaattimonomeerilla.
• Potilasta on opetettava suorittamaan oikein hampaiden päivittäinen puhdistusohjelmaa, sekä häntä on varoitettava harjaamasta hampaita liikaa niiden liiallisen kulumisen ehkäisemiseksi, sekä varoitettava upottamasta hampaista emäksiseen aineeseen, happeen tai muihin vahingoittaviin aineisiin.

PT
HAMPAITA LASTEN PROTEESIA VARTEN

- Conservar em lugar enxuto, limpo e protegido contra a luz.
• A fim de garantir a máxima adesão ao polímero para bases de próteses, abrasar e desgonduridar os dentes com monómero de metil-metacrilato, antes da montagem e depois da eliminação da cera.
• Instruir o paciente a adotar os protocolos de higiene quotidianos e não escovar excessivamente para evitar o desgaste e não exercer em álcali, ácidos ou outras substâncias agressivas.

DE
ZÄHNE FÜR PROTHESEN IN DER KINDERZAHNHILFECHE

- Trocken, sauber und lichtgeschützt lagern.
• Für eine bessere Verbindung mit dem Prothesekunststoff sollten an den Zähnen Retensionen angebracht werden. Nach dem Entfernen des Wachses Zähne mit Polymer entfetten.
• Hygienehinweise: Für die tägliche Hygiene sollten die Patienten darauf hingewiesen werden, daß ein übertriebener Gebrauch der Zahnbürste zu einem Abrieb führen kann. Ein Kontakt der Prothese mit alkalisches, säurehaltigen oder anderen aggressiven Substanzen ist zu vermeiden.

IT
DENTI PER PROTESI PEDODONTICA

- Conservare in luogo asciutto, pulito e protetto dalla luce.
• Per assicurare la migliore adesione al polimero per basi di protesi, abraderne i denti al colletto prima del montaggio e sgrassare con monomero di metil metacrilato dopo l'eliminazione della cera.
• Istruire il paziente ad adottare i protocolli quotidiani di igiene, a non spazzolare eccessivamente per evitare il consumo da abrasione e a non immergere in alcali, acidi o altre sostanze aggressive per material acrilici.

EL
ΔΟΝΤΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΣ

- Αποθηκεύστε σε χώρο στεγνό, καθαρό και σκοτεινό.
• Για την εξασφάλιση της πρόσφυσης με το ακρυλικό, τρίψτε τα δόντια και απολιμνώνετε με μονομερές μεθacρυλικού μεθacrylate πριν το βιδωματισμό και μετά την απόκλιση.
• Αποφύγετε τον άμεσο και έμμεσο έπαινο των τοξικών ουσιών, των αλκαλίων, των οξέων, των οξυγόνων και των οργανικών διαλυτών.
• Το προϊόν αυτό δεν περιέχει ουσιές επικίνδυνες σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΕ, κατά σύμφωνο με την οδηγία 67/548/ΕΕ. Κατά συνέπεια δεν διεγείρει Δελτα ασφάλεια Υλικού.

SV
TÄNDER FÖR PEDODONTPROTESER

- Bör förvaras på torr, ren och ljusskyddad plats.
• För att garantera en maximal adhesion av polymeren för protesbasen skall tänderna slipas och avfettas med monomer metylmetakrylat. Detta skall göras innan de monteras och efter att växel avlagats.
• Upplys patienten om de dagliga rutiner som avser hygien. Patienten skall också informeras om att för mycket borstade sliter på tänderna samt att protesen inte skall läggas i alkaliska, sura eller andra aggressiva vätskor.

FR
DENTS POUR PROTHESE PEDODONTIQUE

- A conserver dans un endroit sec, propre et à l'abri de la lumière.
• Pour garantir l'adhésion de la résine de base, meuler les dents au collet avant montage et dégraisser à l'aide de monomère de méthylméthacrylate après élimination de la cire.
• Conseiller au patient d'adopter des règles d'hygiène quotidiennes, de ne pas brosser exagérément afin d'éviter l'usure due à l'abrasion et de ne pas plonger l'appareil dans des solutions alcalines, acides ou autres substance agressives pour les matériaux acryliques.

DK
TÆNDER TIL PEDODONTISKE PROTESER

- Skal opbevares på et tørt, rent sted og ikke udsættes for sollys.
• Protesunderlagene klæber bedst fast til polymeren, hvis man slibet tænderne og affetter med metylmethacrylmonomer før påmontering og efter voks fjerning.
• Informér patienten om anvendelse af de daglige hygieneprotokoller og gør opmærksom på, at slid kun undgås ved ikke at børste for meget og undlade dypning i syreholdige alkaliske stoffer eller andre stærke midler.

NL
TANDEN VOOR EEN PEDODONTISCHE PROTHESIS

- Op een droge, schone en donkere plaats bewaren.
• Voor een optimale aanhechting van het polymeer aan de basis van de gebitsprothese, dient u de tanden voor de montage en na de verwijdering van de was te schuren en te ontvetten met een monomeer van methyilmethacrylaat.
• Licht de patiënt goed voor over de dagelijkse reiniging. Niet overmatig borstelen om voortijdige slijtage te voorkomen. Niet onderdempelen in alkalien, zuren of andere agressieve middelen.

Table with columns: Code (T5001, T5002), Description (Anterior Set, Posterior Set), and Quantity (59-61 x6, 59-61 x4). Title: SALE FORMAT - VEKAUFSFORMAT - CONDITIONNEMENT SE SUMINISTRA EN - FORMATO DI VENDITA

MAJOR logo and contact information: MAJOR Prodotti Dentari S.p.A., Via Einaudi 23 - 10024 - Moncalieri (To) - Italy, Tel +39 011 6400211 info@majorital.com, www.majorital.com



Published 05/2022